


Kodak | Dental Systems

Kodak CR 7400
Digital Radiography System

Kodak CR 7400

Stelsel voor digitale röntgenfotografie



Kodak CR 7400

Systeem voor digitale röntgenfotografie

Een probleemloze overgang naar digitale röntgenfotografie

Met het Kodak CR 7400-systeem voor digitale röntgenfotografie kunt u in uw tandartspraktijk in de meeste gevallen overgaan op digitale röntgenfotografie met gebruik van uw huidige apparatuur voor traditionele röntgenfotografie, inclusief uw intraorale, panoramische en cephalemetrische apparaten. Het is een snelle en eenvoudige overgang naar het maken digitale intraorale en extraorale röntgenbeelden, die u op uw computer kunt bekijken en opslaan.



Een eenvoudige, bekende werkwijze

Van alle technologieën komt de werkwijze van een CR-systeem (computergestuurde radiografie) het meest overeen met die van traditionele röntgenfotografie. Het systeem is gemakkelijk in gebruik én u hoeft uw werkwijze en de indeling van uw praktijk nauwelijks aan te passen.

Grotere beelden
van hoge kwaliteit



Een betaalbare digitale optie

Bij veel systemen voor digitale röntgenfotografie moet u nieuwe apparatuur aanschaffen. Het Kodak CR 7400-systeem is echter compatibel met de meeste conventionele röntgenapparatuur. Hierdoor is de initiële investering wat betreft kosten, tijd en opleiding voor de overgang naar een CR-systeem veel lager dan bij andere systemen voor digitale röntgenfotografie. Ook kunt u een Kodak CR 7400-systeem eenvoudig delen tussen verschillende behandelkamers vanuit een centrale locatie.

Verbeterde patiëntenzorg

Wat nog belangrijker is, het Kodak CR 7400-systeem biedt u de verbeterde mogelijkheden voor diagnostiek en patiëntenzorg binnen de digitale röntgenfotografie. De hoogwaardige beelden kunnen veel verder worden vergroot dan bij films en kunnen op deze manier goed worden bekeken. En met de Kodak Dental Imaging-software kunt u beelden verbeteren en bewerken voor diagnostische doeleinden.

Veel tandheelkundigen laten de schermbeelden in de behandelkamer aan patiënten zien om de behandeling uit te leggen en meer informatie te verstrekken. De platen zijn flexibel en draadloos en worden geleverd in formaten 0-4. Daarom vinden veel patiënten ze comfortabeler dan de dikkere, minder flexibele sensoren van andere systemen voor directe digitale röntgenfotografie.

De flexibele digitale praktijk

U kunt een Kodak CR 7400-systeem niet alleen in meerdere behandelkamers gebruiken, u kunt ook andere digitale Kodak-systemen aan uw praktijk toevoegen en erop vertrouwen dat deze naadloos worden geïntegreerd met

Kodak-beeldverwerkings- en praktijkbeheerssoftware. Veel praktijken hebben behoefte aan een combinatie van CR-systemen (computergestuurde radiografie) en DR-systemen (directe digitale röntgenfotografie) om optimaal te profiteren van de verschillende voordelen.



Snel scannen

Duurzaam en
betrouwbaar



Bewezen, betrouwbare Kodak-technologie

Bij alle Kodak CR 7400-systemen kunt u vertrouwen op Kodaks reputatie voor betrouwbaarheid. Onze beeldverwerkingsplaten zijn duurzaam en vervangende platen zijn relatief goedkoop. De platen worden aangebracht met een lichtwerend hoesje van Kodak, dat bescherming biedt tegen lichte beschadigingen en krassen. Voor elk gebruik worden de platen in een hygiënische beschermende hoes voor eenmalig gebruik gedaan. De dunne en flexibele beeldverwerkingsplaten van Kodak bevatten weinig ruis en bieden hoge beeldkwaliteit met lage korrelvorming.

Neem de volgende stap

Omdat Kodak de volledige reeks oplossingen voor röntgenfotografie biedt, van digitaal tot film, kunnen we u helpen het juiste systeem voor uw praktijk te vinden.

Neem voor meer informatie of het plannen van een demonstratie telefonisch contact op met ons sales- en servicecentrum. (Op de achterpagina vindt u ons gratis telefoonnummer)

Ga voor meer informatie over de volledige reeks systemen voor digitale beeldverwerking van Kodak naar www.kodak.com/dental

Ondersteuning en advies waarop u kunt rekenen.

Kodak streeft ernaar uw overgang naar digitale röntgenfotografie zo soepel en probleemloos mogelijk te laten verlopen. Ook na uw aankoop staan we u graag bij vragen of problemen terzijde.

Het Kodak CR 7400-systeem heeft de volgende kenmerken:

- Geen continu routinematig onderhoud van uw apparatuur
- Optioneel vervangingsprogramma om eventuele downtijd te minimaliseren
- Onbeperkte gratis ondersteuning via telefoon en e-mail*

*Garantie en service variëren per land.



Belicht een beeld met dezelfde röntgenapparatuur, positioneringseenheden en technieken als u voor traditionele röntgenfotografie gebruikt. In plaats van films gebruikt u een stralingsgevoelige CR-beeldverwerkingsplaat.

1

U kunt een of meerdere beelden, waaronder FMS, snel scannen met de compacte scanner. De platen worden automatisch gewist om tijd te besparen en dubbele opnamen te voorkomen.

2

Met de intuïtieve software-interface kunt u snel beelden op een computermonitor bekijken om een diagnose te stellen of deze te delen met uw patiënt. De beelden worden vervolgens opgeslagen op uw computer.

3

Digitale fotografie voor iedereen.



Wilt u meer weten?

Als u interesse heeft in een demonstratie of meer informatie wilt ontvangen, bel dan KODAK INFOLINE (gratis nummer)

België: 0800 199 39 - Nederland: 0800 022 88 14
of ga naar onze website: www.kodak.com/dental



© Eastman Kodak Company, 2006.
KODAK is een handelsmerk van
Eastman Kodak Company.

SM715 15/07/06